



Ginecología

Colposcopio 1, 3 o 5 aumentos

Modelos: CLP 1 LED - CLP 3 LED - CLP 5 LED

CLP 3 LED



CLP 5 LED



- Unidad óptica 16x fijos (CLP 1 LED).
- Unidad óptica 3 aumentos: 6x, 10x y 16x (CLP 3 LED).
- Unidad óptica 5 aumentos: 4x, 6x, 10x, 16x y 25x (CLP 5 LED).
- Objetivo principal F300mm.
- Binocular recto o Inclinado a 45° con oculares 12,5x gran angulares.
- Óptica de origen Japón, de alta calidad.
- **Luz Coaxial** al eje de visión con iluminador LED incorporado a la Unidad Óptica.
- Gracias a la luz coaxial permite la correcta visión en cavidades profundas.
- LED origen USA de mas de 60.000hs de duración.
- Filtro verde de luz.
- Enfoque manual bi-lateral por piñón y cremallera.
- Driver de LED de última generación y regulación de intensidad de luz.

Estativos disponibles

- Estativo de pie de columna telescópica, con base de 6 salientes de gran estabilidad.
- Estativo de pared con brazo articulado especial para consultorios pequeños.
- Estativo de pie con brazo articulado, que permite la colocación del estativo a un costado de la camilla.

Accesorios

- Sistema de video económico colocado en unidad óptica (ideal para CLP 1 LED).
- Sistema de video integrado en divisor óptico, con cámara HD (origen Japón) por conexión USB y enfoque fino en cámara.

Las descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso



FÁBRICA Y COMERCIALIZACIÓN

Calle:165 (Dante Hipólito Lugo) 448 Bernal Oeste (CP. 1876) - Buenos Aires - Argentina

Telefax: (54-11) 4259-2984 - Tel.: 2100-8038 / 4252-6107

info@newtonmicroscopios.com / www.newtonmicroscopios.com





Ginecología

Colposcopio 1, 3 o 5 aumentos

Modelos: CLP 1 LED - CLP 3 LED - CLP 5 LED

CLP 1 LED - Columna Telescópica



CLP 5 LED - Sistema de video integrado en divisor óptico



CLP 1 LED - Sistema de video económico



CLP 3 LED - Brazo de pared



CLP 5 LED - Columna de pie de brazo articulado



Las descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso



FÁBRICA Y COMERCIALIZACIÓN

Calle 165 (Dante Hipólito Lugo) 448 Bernal Oeste (CP. 1876) - Buenos Aires - Argentina

Telefax: (54-11) 4259-2984 - Tel.: 2100-8038 / 4252-6107

info@newtonmicroscopios.com / www.newtonmicroscopios.com





Ginecología

Colposcopio 1, 3 o 5 aumentos

Modelos: CLP 1 LED - CLP 3 LED - CLP 5 LED

Especificaciones técnicas	CLP 1 LED	CLP 3 LED	CLP 5 LED
Tipo de Unidad Optica	de Cirugía		
Binocular	Recto (opcional inclinado 45°)		
Obejtivo	F:300mm		
Aumentos	Fijo 10x	6x, 10x, 16x	4x, 6x, 10x, 16x, 25x
Oculares	12,5x Gran Angulares - ambos con regulación de dioptrias		
Distancia interpupilar	Entre 50mm y 75mm		
Campo visual	35mm	Entre 9 y 60mm (dependiendo posición tambor)	
Sistema de enfoque	Manual Micrométrico, por cremallera, recorrido 40mm		
Sistema de iluminacion	Coaxial al eje de visión		
Tipo de iluminacion	Led de alta potencia origen USA, más de 60.000hs de uso, 4000°K		
Campo luminico	65mm		
Accesorios disponibles	Sistema de video integrado en divisor óptico con camara HD por conexión USB. Con sistema de enfoque fino en cámara Sistema de video economico, incorporado a la unidad optica (para modelos CLP 1 LED)		
Estativos	Dimension base	Altura trabajo	Peso
Móvil Telescopica	Ø620mm	850 a 1130mm	15Kg
Acople a pared	N/A	760 a 1160mm	25Kg
Movil de brazo articulado	Ø670mm	760 a 1160mm	40Kg

Las descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso



FÁBRICA Y COMERCIALIZACIÓN

Calle 165 (Dante Hipólito Lugo) 448 Bernal Oeste (CP. 1876) - Buenos Aires - Argentina

Telefax: (54-11) 4259-2984 - Tel.: 2100-8038 / 4252-6107

info@newtonmicroscopios.com / www.newtonmicroscopios.com

