

MICROSCOPIO **DENTAL**



NEWTON®

VER LA REALIDAD

ENDODONCIA PERIODONCIA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Nuevo diseño
- Nueva tecnología
- Zoom continuo
- Distancia focal variable de 200mm a 400mm
- Sistema de video integrado 4K
- Menú en pantalla



DATOS TÉCNICOS

Modelo: Z 400

Sistema óptico

Binocular	0-180° Inclínable
Oculares	12,5x gran angulares con compensación de dioptrías
Rango distancia interpupilar	45mm a 80mm
Magnificación	Zoom continuo de 0.4x a 2.6x
Objetivo principal	200mm a 400mm variable
Campo de visión	Entre 9mm y 60mm
Sistema de video	Integrado en unidad óptica 4K
Sistema de documentación	Mediante unidad de memoria USB

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Fuente de luz	LED de potencia integrado en unidad óptica
Intensidad de iluminación (f=250mm)	40.000 LUX
Diámetro del campo de iluminación	70mm
Filtro de luz	Amarillo y verde
Temperatura de color	6000k

ESTATIVO

Tipos	Pie, Pared y Techo
Brazo fijo	Radio de giro: 510mm, 360° de rotación
Brazo articulado	Radio de giro: 520mm, +/- 150° de rotación 470mm recorrido en altura.

Dimensión de la base	700mm x 700mm
Peso Neto	60Kg

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Alimentación	AC 100-240, 50-60Hz
Consumo	36VA



RI-9000-0004998



Newton S.R.L

Calle 165 N° 448, Bernal. Buenos Aires.

Zip 1876. Argentina

+54 9 11 2100-8038

+54 9 11 3023-5801

info@newtonmicroscopios.com

MADE IN ARGENTINA

www.newtonmicroscopios.com

f Newton Microscopios

@ newtonmicroscopia